



maripoc



Uutta!

Herkästi, hetkessä.

Quick Flu/RSV Tulossa pian!

Influenssa A

Influenssa B

RS-virus



Quick StrepA

A-ryhmän streptokokki

Quick Flu/RSV ja Quick StrepA -testit analysoidaan samalta Combi-levyltä kuin Pharyn ja Respi.



Tulokset alle
20 minuutissa.



Tehokkaampi ja herkempi
kuin pikatestit.



Helppokäyttöinen
ja automatisoitu.



www.linkedin.fi/in/maripoc



www.twitter.com/ArcDialtd

ArcDia International Ltd.

www.maripoc.fi



Kotimainen





Testijärjestelmän helppokäyttöisyys ja nopeus mahdollistavat tehokkaan potilaan hoidon yhdellä vastaanottokäynnillä.

Quick Flu/RSV

mariPOC® Quick Flu/RSV -testi raportoi laboratoriotasoiset tulokset influenssa A-, influenssa B- ja RS-viruksille 20 minuutissa.

Jopa 10 kertaa herkempi kuin perinteiset pikatestit!



Quick StrepA

mariPOC® Quick StrepA -testi raportoi viljelyn tasoisen testituloksen vain 15 minuutissa.

Kaikki positiivisia

15 minuutissa!

		Bakteeriviljely	
		positiivinen	negatiivinen
mariPOC®	positiivinen	38	17
	negatiivinen	1	137

Perustuu mariPOC® StrepA EPE (external performance evaluation) aineistoon.

Ei tarvetta varmistusviljelyyn!